

Personal Microdermabrasion Kit

Mikrodermabrasion Set

In der Vergangenheit waren hautverjüngende Schönheitsbehandlungen, Peeling mit Mikropartikeln (Mikrodermabrasion), sehr teuer und zeitaufwendig, da sie nur in Arztpraxen und Spas angeboten wurden. Jetzt gibt es einen einfacheren Weg der professionellen Mikrodermabrasion Behandlung – Jafra's Mikrodermabrasion Set.

Was es ist

Das Mikrodermabrasion Set besteht aus:

- Mikrodermabrasion Gerät mit drei Vibrationsstufen
- 1 runder Schwammapplicator für das Gesicht
- 1 größerer Schwammapplicator für den Körper und
- 1 Nass/Trocken Griff

Mikrodermabrasion Creme – eine Peeling Creme in zartem Vanilleton und dezent blumigem Duft. Sie enthält zu Puder zermahlene Bambus und Korund Kristalle.

Das Mikrodermabrasion Gerät und die Creme werden gemeinsam benutzt, um die Haut sanft zu peelen und so den eigenen Hauterneuerungsprozess zu stimulieren. Der natürliche Bambuspuder und die Korund Kristalle wirken wie eine physische Hauterneuerung. Abgestorbene Hautzellen werden entfernt, feine Linien und Fältchen und ein ungleichmäßiger Hautton werden vermindert. Zusätzlich spenden Sonnenblumen- und Jojobaöl Feuchtigkeit und machen die Haut weich, wäh-

rend Bisabolol beruhigend wirkt. Bei regelmäßiger Anwendung wird das jugendliche Erscheinungsbild der Haut auf wunderbare Weise verbessert. Für jede Haut geeignet.

Ersatz-Applikatoren gibt es in folgenden Sets:

- 3 Schwammapplicatoren für das Gesicht
- 2 Schwammapplicatoren für den Körper
- 1 Nass/Trocken Griff

Für wen es ist

Für jede Haut, besonders für alle diejenigen, die ihrer Haut zu einem jüngeren Aussehen verhelfen wollen. Mikrodermabrasion hilft, die Haut zu erneuern und Unebenheiten sowie abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. Auch feine Linien, Fältchen und ungleichmäßige Hautpigmentierungen werden damit reduziert.

Was es bewirkt

Zusammen mit dem Gerät exfoliert die Mikrodermabrasion Creme sanft die Haut und stimuliert den eigenen Hauterneuerungsprozess.

Zu Puder gemahlener Bambus und Korund Kristalle helfen die Haut zu erneuern indem sie:

- Unebenheiten sowie abgestorbene Hautschüppchen entfernen
- feine Linien und Fältchen reduzieren
- Hautverfärbungen reduzieren
- Sonnenblumenöl und Jojobaöl geben der Haut Feuchtigkeit und machen sie weich
- Bisabolol beruhigt

Bei kontinuierlicher Anwendung wird das jugendliche Aussehen der Haut sichtbar und fühlbar verbessert. Geeignet für jede Haut. Dermatologisch und klinisch auf Allergien und Unverträglichkeiten getestet.



Jünger aussehende Haut
in weniger als zwei Wochen

Anwendung

Anwendungshinweise für das Gesicht

1. Entfernen Sie Ihr Make up und reinigen Sie ihr Gesicht mit einem sanften Reinigungsprodukt. Gesicht mit einem Handtuch abtrocknen.
2. Befestigen Sie den kleinen, runden Schwammapplicator für das Gesicht am oberen Ende des Gerätes.
3. Tragen Sie die Mikrodermabrasion Creme auf den Schwammapplicator auf, so dass der Schwamm von einer dünnen Cremeschicht bedeckt ist.
4. Tupfen Sie die Creme auf die Behandlungsstellen im Gesicht, auf Wangen, Kinn, Stirn und Nase. Augenpartie dabei aussparen.
5. Schalten Sie das Mikrodermabrasion Gerät ein und führen sie es leicht, in sanften, kreisenden Bewegungen etwa 2 Minuten lang über das Gesicht. Augenpartie dabei aussparen.
6. Nach Abschluss der Behandlung getrocknete Cremereste sanft mit einem trockenen Handtuch entfernen.
7. Danach Gesicht gründlich mit warmem Wasser abspülen, um alle Cremereste zu entfernen.
8. Tragen Sie wie gewohnt, revitalisierendes Gesichtswasser und die empfohlene Tages- oder Nachtpflege auf
9. Ihr Gesicht wird sich wie neu belebt, weich und glatt anfühlen.

Anwendungshinweise für den Körper

1. Befestigen Sie den großen, runden Schwammapplicator am oberen Ende des Gerätes.
2. Tragen Sie die Mikrodermabrasion Creme auf den Schwammapplicator auf, so dass der Schwamm von einer dünnen Cremeschicht bedeckt ist.
3. Tupfen Sie die Creme auf die zu behandelnden Körperstellen.
4. Schalten Sie das Mikrodermabrasion Gerät ein und massieren Sie leicht, in sanften, kreisenden Bewegungen jede zu behandelnde Partie etwa 2 Minuten lang. Benutzen Sie das Mikrodermabrasion Gerät nicht unter der Dusche, oder in der Badewanne. Das Mikrodermabrasion Gerät nicht ins Wasser tauchen.
5. Für eine bequeme Anwendung unter der Dusche, oder in der Badewanne, benutzen Sie bitte anstatt des Gerätes den Nass/Trocken Griff mit dem großen Schwammapplicator für den Körper.
6. Den Körper mit warmem Wasser abspülen, um Cremereste zu entfernen und das jugendlichere Erscheinungsbild der Haut sichtbar zu machen.

VORSICHT:

Vermeiden Sie bitte die Mikrodermabrasion Creme in die Augen zu bringen. Falls die Creme versehentlich in die Augen gerät, Augen gründlich mit Wasser ausspülen. Falls im Augenbereich oder Gesicht Irritationen auftreten, Gebrauch einstellen. Bei anhaltenden Irritationen Arzt aufsuchen. Bei Neigungen zu Couperose, entsprechende Stellen aussparen. Nicht für Kinder geeignet.

Anwendungszeitplan

1. und 2. Woche:

Anfangsbehandlung

- in den ersten 5 Tagen Mikrodermabrasion Behandlung einmal täglich durchführen. Keine Behandlung in den darauffolgenden 5 Tagen.
- einmal täglich am 11. und 14. Tag Mikrodermabrasion Behandlung durchführen.

Ab der 3. Woche:

- fortführende Behandlung
- je nach Bedarf 2 bis 3 Mal in der Woche Mikrodermabrasion Behandlung durchführen.

Hauptinhaltsstoffe

Bambuspuder

- Bambusextrakt stimuliert und kühlt die Haut, wirkt adstringierend und ausgleichend wie ein Gesichtswasser

Korundkristalle

- gleichen Hautunebenheiten aus und lösen abgestorbene Hautschüppchen

Sonnenblumenöl

- macht die Haut weich, spendet Feuchtigkeit und sorgt für die Wiederherstellung hauteigener Lipide

Jojobaöl

- macht die Haut weich

Bisabolol

- wirkt beruhigend auf die Haut

Angebotsform

Mikrodermabrasion Creme – Tiegel, 125 ml

Mikrodermabrasion Gerät – inkl. Applikatoren